



# Cuttin Station™

Máquina automática de corte de ampollas



Elimina el corte manual



Rápido y eficiente



La unidad más económica del mercado

¡Haga [clic aquí](#) o escanee el código QR para verlo en acción!



La implementación de dosis unitarias en su hospital tiene muchos beneficios, ya que dispensar la tarjeta de blister completa al paciente no es económico. Sin embargo, cortar ampollas a mano requiere mucho tiempo y puede ser potencialmente peligroso.

Agregar una automatización segura y asequible a este proceso a través de **Cuttin Station™** ahorra a sus técnicos el estrés repetitivo y mantiene sus manos alejadas de las cuchillas. También les permite usar su tiempo para actividades más valiosas.

Especificaciones	
Dimensiones	25.808" L x 22.158" in W x 14.748" H 655.5 cm x 562.8 cm x 374.6 cm
Peso	19 lbs / 8.62 kg
Velocidad	Hasta 7.000 unidades por hora <i>Varía según el diseño de la tarjeta blister. Por ejemplo, velocidad de 3.734 unidades por hora para una tarjeta blister de 5 x 3</i>
Mostrar	PC con panel táctil / LED
Fuente de alimentación	120/240 V : 50/60 Hz



[www.accuchart.com](http://www.accuchart.com)



847-252-7300



[sales@accuchart.com](mailto:sales@accuchart.com)